

### EPT (Enteric Pathogen Transport) milieu

Milieu de transport Cary Blair modifié utilisé à la température ambiante pour la survie et le dénombrement des microorganismes dans les matières fécales.

<b>EPT</b> , 15 ml, vials 30 ml, PP	100/cse	EPT-100
<b>EPT (2 unités) &amp; SAC</b> , 15 ml, vials 30 ml, PP	50/cse	EPT-100-2
<b>EPT (3 unités) &amp; SAC</b> , 15 ml, vials 30 ml, PP	50/cse	EPT-100-3
<b>EPT</b> , 45 ml, contenant 90 ml, PP	100/cse	EPT-100C
<b>EPT SANS ETIQUETTE</b> , 15 ml, vials 30 ml, PP	100/cse	EPT-101
<b>EPT</b> , 15 ml, vials 30 ml, PP	25/bte	EPT-25
<b>EPT &amp; SAC, TROUSSE</b> , 15 ml, vials 30 ml, PP	25/bte	EPT-25K
<b>EPT/SAF &amp; SAC</b> , 15 ml, vials 30 ml, PP	50/cse	EPT/SAF-50

### SAF (Sodium Acetate Formalin) fixatif

Préservatif des matières fécales pour la recherche des parasites, les examens microscopiques frais, les techniques de concentration et les colorations permanentes.

<b>SAF</b> , 15 ml, vials 30 ml, PP	100/cse	SAF-100
<b>SAF</b> , 45 ml, contenant 90 ml, PP	100/cse	SAF-100C
<b>SAF</b> , 15 ml, vials 30 ml, PP	25/bte	SAF-25
<b>SAF &amp; SAC</b> , vrac, 45 ml, contenant 90 ml, PP	25/bte	SAF-25H
<b>SAF &amp; SAC</b> , 45 ml, contenant 90 ml, PP	25/bte	SAF-25T
<b>SAF</b>	bouteille de 4 L	SAF-4L

### Saline 0,85%

Transport des matières fécales pour les examens microscopiques frais, surtout pour les études de la mobilité.

<b>SALINE 0,85%</b> , 15 ml, vials 30 ml, PP	100/cse	SA-100
--	---------	--------

### Formaline neutre 10%

Préservatif des matières fécales pour la recherche des parasites, les examens microscopiques frais et les techniques de concentration.

**FORMALINE**, 15 ml, vials 30 ml, PP 100/cse FN-100

### Formaline tamponnée 10%

Préservatif des matières fécales pour la recherche des parasites, les examens microscopiques frais et les techniques de concentration.

**FORMALINE**, 3 ml, 17 X 55 mm 500/cse FO-03

**FORMALINE**, 20 ml, contenant 40 ml, PP 150/cse FO-20

**FORMALINE**, 45 ml, contenant 90 ml, PP 100/cse FO-45

### PVA (Poly Vinyl Alcohol) fixatif

Préservatif des matières fécales pour la recherche des parasites et pour certaines colorations permanentes.

**PVA**, 15 ml, vials 30 ml, PP 100/cse PVA-100

**PVA SANS ETIQUETTE**, 15 ml, vials 30 ml, PP 100/cse PVA-101

### Vial

Vial 30 ml avec cuillère, avec ou sans étiquette, stérile ou non stérile, pour les prélèvements et le transport des spécimens frais de matières fécales. Emballage: 200/sac

**VIAL, STERILE**, PP CUC-200S

**VIAL**, PP CUC-202

## Para-Test, Kit

Trousse pour la concentration des parasites dans les matières fécales, 50/cse

### TROUSSE INCLUANT:

PT-50

- Entonnoir/Filtre
- Tubes à centrifuge, 15 ml, PP, gradués avec bouchon type «plug»
- Surfactant Triton X-100
- Écouillons
- Réactif d'acétate d'éthyl, 250 ml

### TROUSSE INCLUANT:

PT-50V

- Entonnoir/Filtre
- Tubes à centrifuge, 15 ml, PP, avec graduations imprimées et bouchons à vis
- Surfactant Triton X-100
- Écouillons
- Réactif d'acétate d'éthyl, 250 ml